

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-luska-na-dlon-i-przedramie-mn300-p-8290.html>



Emo łuska na dłoń i przedramię MN300

Numer katalogowy **10050**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Szyna wykonana z miękkiego oddychającego materiału zawiera dopasowywalną aluminiową szynę, którą można precyzyjnie kształtować do anatomii pacjenta. Dopasowywana za pomocą taśm zapinanych na velcro. Dostępne są dodatkowe akcesoria dla lepszego dostosowania. Kciuk pozostaje wolny.

Wskazania

- Po udarach i porażeniach
- Zapobieganie deformacjom
- Stany pooperacyjne i pourazowe wymagające ustawienia w odpowiedniej pozycji nadgarstka, dłoni i palców

Strona lewa/prawa

Rozmiar

S
M
L

Szerokość dłoni (cm)

5-7
7-9
9-11

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy