

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-luska-na-dlon-i-przedramie-mn315-p-8292.html>



## Emo łąska na dłoń i przedramię MN315

Numer katalogowy **10053**

Producent **Emo**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Szyna wykonana z miękkiego oddychającego materiału zawiera dopasowywalną aluminiową szynę, którą można precyzyjnie kształtować do anatomii pacjenta. Dopasowywana za pomocą taśm zapinanych na velcro. Dostępne są dodatkowe akcesoria dla lepszego dostosowania. Kciuk można ustawić w dowolnej pozycji.

#### Wskazania

- Po udarach i porażeniach
- Zapobieganie deformacjom
- Stany pooperacyjne i pourazowe wymagające ustawienia w odpowiedniej pozycji nadgarstka, dłoni i palców

Strona lewa/prawa

#### Rozmiar

S  
M  
L

#### Szerokość dłoni (cm)

5-7  
7-9  
9-11

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S

**TYP:** lewy , prawy