

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-orteza-biodra-hip-control-hip900-p-8321.html>



## Emo orteza biodra Hip Control HIP900

Numer katalogowy **10089**

Producent **Emo**

### Opis produktu

#### Charakterystyka:

Orteza o dużych możliwościach dopasowania, dzięki regulowanej płycie tylnej i przedniej taśmie w okolicach talii ten sam model dla strony prawej i lewej, w zależności od sposobu złożenia płyt. Płynna regulacja przywodzenia i odwodzenia dla stawu biodrowego od  $-5^{\circ}$  do  $+25^{\circ}$ , z możliwością zablokowania lub ograniczenia zginania i prostowania – przegub INFINITY. Zalety dla technika łatwe dopasowanie u pacjenta dzięki szynom bocznym o regulowanej długości oraz systemowi dopasowania do obwodu pasa. Możliwość montażu dla biodra prawego i lewego. Uniwersalność: Dzięki licznym możliwym konfiguracjom, przegub INFINITY umożliwi płynne i postępujące przywodzenie i odwodzenie oraz zginanie i prostowanie w różnych pozycjach zgodnie z zaleceniem lekarza, jak również zablokowanie stawu. Zalety dla użytkownika Wygoda dzięki miękkiej wyściółce i systemowi taśm. Zapewnia wysoką stabilność.

#### Wskazania:

Stabilizacja po operacjach wszczepienia lub naprawy endoprotezy stawu biodrowego, ponowne wszczepienie główki kości udowej, operacje korekcyjne z zastosowaniem osteotomii, w zapobieganiu zwichnięć i dysplazji stawu biodrowego lub jako kontrola terapii funkcjonalnej. Rozmiar dobieramy mierząc obwód pasa i uda w najszerszym miejscu:

Rozmiar	Obwód pasa w cm	Obwód uda w cm
M	60 -100	40 -55
L	80 -130	55 -65
XL	80 -130	ponad 65

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , XL