

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-orteza-kciuka-mq405-p-8315.html>



Emo orteza kciuka MQ405

Numer katalogowy **10081**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Stabilizator kciuka jest wykonany z miękkiego półelastycznego materiału, zawiera aluminiową szynę. Regulacja i zapięcie za pomocą velcro. Stabilizuje i podpira kciuk.

Wskazania

- Zmiany zwyrodnieniowe kciuka
- Doleczanie po urazach kciuka
- Bolesność i stan zapalny okolicy pierwszej kości śródrećca

Strona lewa/prawa

Rozmiar

S
M
L
XL

Obwód nadgarstka (cm)

12-15
15-17
17-19
19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy