

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-orteza-łokcia-z-regulacja-kata-cd600-p-8297.html>



Emo orteza łokcia z regulacją kąta CD600

Numer katalogowy **10062**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Stabilizator zbudowany jest z dwóch niezależnych rękawów połączonych szyną z monocentrycznym przegubem. Zakres ruchu jest regulowany w zakresie od 0 do 90 stopni co 30 stopni. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów. Regulacja i zapięcie za pomocą velcro.

Wskazania

- Złamania kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego
- Złamania nadkłykciowe
- Złamania kości łokciowej lub promieniowej
- Po zabiegach w okolicy stawu łokciowego

Rozmiar

S
M
L

Obwód ramienia (cm)

27-33
33-38
38-43

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S