

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-orteza-na-łokiec-tenisisty-cd300-p-8296.html>



Emo orteza na łokieć tenisisty CD300

Numer katalogowy **10061**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza zawiera poduszczkę viscoelastyczną PAD100 wykonaną z antypoślizgowego materiału, którą można dowolnie przemieszczać. Poprzez nacisk na przedramieniu łagodzi ból występujący w okolicy przyczepów. Anatomiczny kształt, minimalna grubość użytych materiałów oraz rzepy wykonane w technologii micro-velcro ułatwiają dopasowanie ortezy oraz zapewniają komfort użytkownikom. model CD300 zawiera dodatkową plastikową obejmę, która wzmacnia jej działanie i równomiernie rozprowadza ucisk na przedramieniu. Dostępna jest dodatkowa pelota.

Wskazania:

- łokieć tenisisty
- łokieć golfisty
- stan zapalny torebki stawowej
- stan zapalny powięzi mięśniowej

Rozmiar Uniwersalny