

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-orteza-nadgarstka-mq401-p-8311.html>



Emo orteza nadgarstka MQ401

Numer katalogowy **10077**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Stabilizator krótki jest wykonany z miękkiego półelastycznego materiału, zawiera aluminiową szynę dłoniową. Regulacja i zapięcie za pomocą velcro. Stabilizuje i podpira nadgarstek.

Wskazania

- Zmiany zwyrodnieniowe nadgarstka
- Doleczanie po urazach nadgarstka
- Bolesność i stan zapalny okolicy nadgarstka
- Zespół cieśni nadgarstka

Strona lewa/prawa

Rozmiar

S
M
L
XL

Obwód nadgarstka (cm)

12-15
15-17
17-19
19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy