

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-ps600-luska-derotacyjna-multipositional-p-8350.html>



Emo PS600 łąska derotacyjna Multipositional

Numer katalogowy **10125**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Łuska tylna ustala pozycję kończyny dolnej. Pozycję stawu skokowego można ustawić w pozycji zgięcia grzbietowego (5 lub 11 stopni) - w pozycji neutralnej - w pozycji zgięcia podeszwowego (5, 11, 18 lub 25 stopni). Trójkąt w obrębie podeszwy stopy stabilizuje łąskę i umożliwia regulację rotacji (-15, 0 i 15 stopni). Łuska jest miękko wyścielona, dopasowywana za pomocą taśm.

Wskazania

- Przewlekły ból powięzi podeszwowej
- Zapalenie powięzi
- Rehabilitacja pooperacyjna i pourazowa
- Leczenie po operacjach wymagających ustalenia pozycji kończyny dolnej

Rozmiar dobieramy według rozmiaru obuwia

Rozmiar	Numer obuwia
S	do 32
M	33-38
L	39-43
XL	powyżej 43

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL