

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-stabilizator-barku-typu-desault-ham101-p-8285.html>



Emo stabilizator barku typu Desault HAM101

Numer katalogowy **10045**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Stabilizator wykonany jest z lekkiej, przewiewnej tkaniny. Pas poprzeczny pozwala unieruchomić ramię w pożądanej pozycji. Stabilizuje ramię i bark.

Wskazania

- Urazy i stany chorobowe w obrębie obręczy barkowej
- Złamania bliższego końca kości ramiennej
- Doleczanie po zabiegach operacyjnych w okolicy barku

Rozmiar dobieramy mierząc odległość od łokcia do zgięcia palców

Rozmiar

S
M
L

Odległość

do 35 cm
35-40 cm
od 41 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S