

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-tb300-orteza-stawu-skokowego-ortec-p-8334.html>



## Emo TB300 orteza stawu skokowego Ortec

Numer katalogowy **10108**

Producent **Emo**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Stabilizator stawu skokowego zbudowany z dwóch plastikowych części "łupki" wyścielonych specjalną pianką "z pamięcią" dla lepszego dopasowania i komfortu pacjenta. Pod stopą znajduje się część materiału, którą możemy dopasować do szerokości pięty. Całość oplata się dwiema taśmami z velcro, co ułatwia regulację ucisku.

#### Wskazania

- Stabilizacja pourazowa
- Poprawa zwartości stawu
- Zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego

#### Rozmiar

S  
L

#### Wysokość ortezy

22 cm  
25 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , S