

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-tutor-na-kolano-rd400-p-8332.html>



## Emo tutor na kolano RD400

Numer katalogowy **10102**

Producent **Emo**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Tutor unieruchamiający staw kolanowy z dwiema bocznymi szynami i jedną tylną o anatomicznym profilu. Za pomocą odpinanych części bocznych można regulować obwód. Tutor zapinany jest na taśmy z velcro.

#### Wskazania

- Unieruchomienie stawu kolanowego po urazach i zabiegach operacyjnych.

Rozmiar dobieramy mierząc długość nogi od kostki wewnętrznej do pachwiny

rozmiar	długość tutora a w cm
S	42
M	49
L	59
XL	66

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL