

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-w315-walker-pneumatyczny-p-8341.html>



Emo W315 Walker pneumatyczny

Numer katalogowy **10115**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

But stabilizujący stopę i staw skokowy pneumatyczny bez regulacji kąta. Stabilizuje staw skokowy w stałej pozycji zgięcia 90 stopni. Z antypoślizgową wahadłową podeszwą zapewniającą dużą stabilność podczas chodzenia, z zakrytymi palcami. Pokrycie wykonane jest z oddychającej tkaniny, nadającej się do prania, na wyposażeniu są dodatkowe wyściółki amortyzujące stopę i podudzie podczas chodzenia. Całość regulowana i zapinana na velcro. Pneumatyczny system o łatwej regulacji zwiększa stabilność i zmniejsza obrzęk.

Wskazania

- Skręcenia stawu skokowego
- Urazy więzadeł
- Złamania stopy i w obrębie stawu skokowego
- Rany tkanek miękkich
- Zapalenie ścięgien
- Unieruchomienie po zabiegach operacyjnych

Rozmiar dobieramy według rozmiaru obuwia

Rozmiar	Numer buta
S	32 -36
M	36 - 41
L	41 - 45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S