

Link do produktu: <https://akmed.pl/euro-tape-tasma-samoprzylepna-mueller-p-3347.html>

## Euro tape taśma samoprzylepna - Mueller



Numer katalogowy **F94F-176B0**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

#### Uwaga!

**Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.**

- Biała, dezynfekowana taśma Eurotape charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- 100% bawełna
- wzmocniony klej
- ząbkowany brzeg ułatwia oddzielenie
- stworzona specjalnie z myślą o europejskich technikach tapingu

#### Dostępne rozmiary:

Wymiary	Ilość w kartonie	Kod promocyjny
2,5 cm x 9 m	48	karton_48
3,8 cm x 13,7 m	32	karton_32
5 cm x 13,7 m	24	karton_24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 2,5 x 9 , 3,8 x 13,7 , 5 x 13,7