

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/flex-light-tape-p-3360.html>

Flex Light tape



Numer katalogowy **6B4A-3319E**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Uwaga!

Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.

- Lekka, elastyczna taśma
- Bardzo mocny klej
- Bardzo łatwa w oddzieleniu
- Można aplikować bezpośrednio na skórę

Dwa wymiary oraz kolory:

Wymiary	Ilość w kartonie	Kod Promocyjny
5,0 cm x 4,5 m Biały	24	flex24
7,5 cm x 4,5 m Biały	16	flex16
5,0 cm x 4,5 m Czarny	24	flex24
7,5 cm x 4,5 m Czarny	16	flex16

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały , czarny

Rozmiar (cm x cm): 5,0 x 4,5 , 7,5 x 4,5