

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/flex-pillow-poduszka-wielofunkcyjna-p-3398.html>

FLEX PILLOW poduszka wielofunkcyjna



Numer katalogowy	DRQE3F1CDXUXP
Producent	Qmed

Opis produktu

Wielofunkcyjna poduszka w kształcie walca, z pianki leniwej oraz wewnętrznym modułem zginającym się. Zapewnia doskonałe podparcie pod głowę, plecy albo zmęczone nogi. Odciąża wiązadła krzyżowo-lędźwiowe, dolne partie kręgosłupa oraz szyję. Może być wykorzystywana w rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Przydatna przy leczeniu między innymi rwy kulszowej, dyskopatii, zapalenia korzonków oraz zwyrodnień. Łagodzi bóle pleców, głowy, a także zapewnia wygodną pozycję w czasie odpoczynku. Produkt dostępny z miłą w dotyku, zdejmowaną welurową poszewką.

Rozmiar: 10 cm x 63.5 cm

Gęstość: 35 kg/m³

Skład poduszki: 85% pianka wizkoelastyczna, 15% polipropylen

Powłoczka: 100% poliester