

Link do produktu: <https://akmed.pl/flexbar-opor-extra-mocny-walek-elastyczny-thera-band-p-7092.html>

Flexbar® (opór extra mocny) - wałek elastyczny Thera-Band®



Numer katalogowy	6866
Producent	Thera Band

Opis produktu

Flex Thera Band® przeznaczone do ćwiczeń mobilizacyjnych oraz wzmacniających dłoni i przedramienia. Stosowane są także w celu rozluźnienia stref zmózonego napięcia mięśniowego. Przybór terapeutyczny w postaci wałków o długości 30 cm. Dostępne w czterech stopniach oporu oznaczonych kolorami.

Siła potrzebna do zgięcia przyboru do kształtu litery U w kg:

żółty	(dł.: 30cm, średnica: 3,5cm)	3,0kg
czerwony	(dł: 30cm, średnica: 3,5cm)	4,5kg
zielony	(dł: 30cm, średnica: 4,5cm)	6,8kg
niebieski	(dł: 30cm, średnica: 5cm)	11,3kg