

Link do produktu: <https://akmed.pl/flexbar-opor-slaby-walek-elastyczny-thera-band-p-7089.html>



## Flexbar® (opór słaby) - wałek elastyczny Thera- Band®

Numer katalogowy	<b>6863</b>
Producent	<b>Thera Band</b>

### Opis produktu

Flex Thera Band® przeznaczone do ćwiczeń mobilizacyjnych oraz wzmacniających dłoni i przedramienia. Stosowane są także w celu rozluźnienia stref zmózonego napięcia mięśniowego. Przybór terapeutyczny w postaci wałków o długości 30 cm. Dostępne w czterech stopniach oporu oznaczonych kolorami.

Siła potrzebna do zgięcia przyboru do kształtu litery U w kg:

żółty	(dł.: 30cm, średnica: 3,5cm)	3,0kg
czerwony	(dł: 30cm, średnica: 3,5cm)	4,5kg
zielony	(dł: 30cm, średnica: 4,5cm)	6,8kg
niebieski	(dł: 30cm, średnica: 5cm)	11,3kg