

Link do produktu: <https://akmed.pl/follow-orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-ruchomosci-p-1829.html>



FOLLOW orteza stawu kolanowego z regulacją kąta ruchomości

Numer katalogowy **DRQ10E**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegach i powrocie do pełnej sprawności.

CECHY PRODUKTU

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110° oraz unieruchomienia w 0°
- ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	33 - 39	39 - 47	47 - 53	53 - 59	59 - 67
Obwód kolana (cm)	30 - 33	33 - 35	35 - 38	38 - 43	43 - 48
Obwód łydki** (cm)	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 47	47 - 50

* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

** obwód mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS