

Link do produktu: <https://akmed.pl/fotelik-rehabilitacyjny-recaro-monza-nova-2-reha-p-1576.html>



## Fotelik rehabilitacyjny RECARO Monza Nova 2 Reha

Numer katalogowy	<b>TH 800 lub TH 801 (Isofix)</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

#### LEKKI FOTELIK W NAJWYŻSZEJ KLASIE BEZPIECZEŃSTWA

Fotelik **RECARO Monza Nova 2 Reha** to nowoczesny bezpieczny i funkcjonalny fotelik posiadający siedzisko zintegrowane z oparciem, z możliwością rozłożenia do pozycji spoczynkowej, **5-punktowy pas zabezpieczający** w standardzie z **miękkim klinem odwodzącym** oraz zestaw pelot pozycjonujących pozwalających na doskonałe dopasowanie dla każdego dziecka. Odpowiedni **wyprofilowane oparcie** dba o kręgosłup dziecka, a **regulowana wysokość** (do 150 cm wzrostu) pozwala na długoletnie użytkowanie.

Fotelik wyposażony w **system regulacji twardości zagłówka** dbający o odpowiednie ustawienie głowy podczas podróży. Mocowany za pomocą trzypunktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa, a w modelu **Seatfix** również za pomocą uchwytów **ISOFIX**. Komfort siedzenia zapewniony przez zastosowanie **specjalnej pianki** używanej w przemyśle samochodowym. Tapicerka wykonana z przewiewnych, oddychających materiałów. Fotelik wyposażony w zintegrowane z zagłówkiem **głośniki z wyprowadzeniem na MP3** zapewniających dziecku **spokój i radość** nawet podczas długiej podróży.

#### Cechy:

- regulacja twardości zagłówka
- regulacja wysokości oparcia
- 5-punktowy pas bezpieczeństwa
- peloty boczne tułowia (stabilizują i pozycjonują dziecko)
- osłona na krocze
- komfortowe siedzisko
- najwyższej jakości tkaniny
- łatwy montaż

#### Fotelik w standardzie posiada:

- zestaw pelot bocznych (głowa, tułów, biodra)
- blokadę oparcia
- miękki klin odwodzący z ochroną podbrzusza
- klin odwodzący kończyny dolne.

---

**Głębokość fotelika:** 30 cm (43 cm z przedłużeniem głębokości siedziska)

**Szerokość siedziska:** przód 29 cm, tył 24 cm (20 cm z podkładką podwyższającą wewnętrzną)

**Wysokość oparcia:** 60-77 cm

**Wymiary (S x W x G):** 54 x 66 x 42 cm

**Waga dziecka:** 15-50 kg

**Wzrost dziecka:** 94-150 cm

**Waga fotelika:** 6 kg / 7 kg (z Isofixem)