

Link do produktu: <https://akmed.pl/funkcjonalna-orteza-stawu-kolanowego-m4-agr-p-7874.html>



## Funkcjonalna orteza stawu kolanowego M.4® AGR

Numer katalogowy **9784**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza funkcjonalna dla Genu recurvatum

- Policentryczny zawias physioglide
- Bardzo płaska i lekka budowa ramy i zawiasu
- Łatwa do założenia

### Orteza kolana

Progresywny system absorpcji zmniejsza nacisk na powierzchnię stawu kolanowego w fazie prostowania podczas chodzenia.

#### Korzyści produktu

Wkładane kliny gumowe mające na celu zapewnienie systemu stopniowego wchłaniania

- Niebieski najniższa gęstość
- Pomarańczowy średnia gęstość
- Żółty / przezroczysty maksymalna gęstość

Opatentowany zawias physioglide optymalnie imitujący ruch tocznoślizgowy w strefie kolanowej. Dzięki temu dobrze przylega do nogi.

Możliwość ustawienia poziomu absorpcji.

#### Sposób działania

- progresywny system absorpcji zmniejsza nacisk na powierzchnię stawu kolanowego w fazie prostowania podczas chodzenia

**Skład produktu:** Avional, welur, poliester, pianka PU, elastomer

---

## Wskazania

- Genu recurvatum (przeprost kolana)

## Przeciwwskazania

- Brak

<b>Rozmiar</b>	obwód uda (cm)	31 - 37	37 - 45	45 - 51	51 - 57	57 - 65	65 - 74
	rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
	numer artykułu	G.051.001	G.051.002	G.051.003	G.051.004	G.051.005	G.051.006

○ = Uzupelnic strone; 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**Kolor:** srebrny

**TYP:** lewy , prawy