

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/gabka-pod-tapy-mwrap-mueller-p-3349.html>



Gąbka pod tapy MWRAP - Mueller

Numer katalogowy **B8E4-4439A**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Uwaga!

Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.

- gąbka pod taśmę samoprzylepną, chroniąca skórę przed podrażnieniami
- można dzięki niej zapobiegać przemieszczaniu się ochraniaczy i skarpet, a także używać
- do owijania stóp w butach turystycznych, narciarskich jak i innych butach sportowych
- wymiary: 7 cm x 27,4 m
- kolor jasnokremowy

Wymiary
7 cm x 27,4 m

Ilość w kartonie
48

Kod promocyjny
gąbka48