

Link do produktu: <https://akmed.pl/genu-sensa-wsparcie-kolana-50k15-wersja-standard-p-7370.html>



Genu Sensa wsparcie kolana 50K15 (wersja Standard)

Numer katalogowy	9531
Producent	Ottobock

Opis produktu

Wsparcie kolana i niesienie ulgi.

W przypadku bólu, obrzęku i stanu zapalnego, Genu Sensa stabilizuje i odciąża kolano, wzmacniając jego funkcję oraz pomaga złagodzić ból. Element wykonany z technogelu w kształcie pierścienia gwarantuje odpowiednie ustawienie rzepki. Ponadto, kompresja zmniejsza obrzęk i wysięk. Przyjemny komfort użytkowania i odpowiednie dopasowanie zapewniają również boczne, sprężynowe fiszbiny.

Korzyści w skrócie:

Stabilizacja rzepki

Genu Sensa stabilizuje kolano, poprawia jego funkcję i pomaga łagodzić ból. Element w kształcie pierścienia wykonany z Technogelu zapewnia stabilizację i pozycjonowanie rzepki. Ponadto, kompresja zmniejsza obrzęk i wysięk.

Przyjazny skórze

Genu Sensa jest bardzo przyjazny dla skóry. Włókna antybakteryjne zintegrowane z dzianiną skutecznie hamują namnażanie bakterii i powstawanie przykrego zapachu. Funkcjonalne włókna absorbują wilgoć i odprowadzają ją na powierzchnię dzianiny, gdzie szybko wyparowuje.

Dobre dopasowanie

Trójwymiarowe dzianiny sprawiają, że produkt wygodnie się nosi. Idealnie dopasowuje się on do ciała, tak aby unikać miejscowego ucisku. Opatentowana dzianina w dole podkolanowym jest szczególnie miękka i elastyczna.

Wskazania:

- Problemy z kolaniem bez lub z jedynie lekką wiotkością więzadeł i bez lub z jedynie łagodnym poczuciem niestabilności
- Podrażnienie (pooperacyjne, pourazowe i przewlekłe)
- Przeciążeniowy ból kolana (na przykład podczas uprawiania sportu)
- Wysięk i obrzęk stawów (na przykład w przypadku zapalenia kości i stawów, zapalenia stawów)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS