

Link do produktu: <https://akmed.pl/genu-sensa-wsparcie-kolana-50k15-wersja-standard-p-7370.html>



## Genu Sensa wsparcie kolana 50K15 (wersja Standard)

Numer katalogowy	<b>9531</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### **Wsparcie kolana i niesienie ulgi.**

W przypadku bólu, obrzęku i stanu zapalnego, Genu Sensa stabilizuje i odciąża kolano, wzmacniając jego funkcję oraz pomaga złagodzić ból. Element wykonany z technogelu w kształcie pierścienia gwarantuje odpowiednie ustawienie rzepki. Ponadto, kompresja zmniejsza obrzęk i wysięk. Przyjemny komfort użytkowania i odpowiednie dopasowanie zapewniają również boczne, sprężynowe fiszbiny.

#### **Korzyści w skrócie:**

##### **Stabilizacja rzepki**

Genu Sensa stabilizuje kolano, poprawia jego funkcję i pomaga łagodzić ból. Element w kształcie pierścienia wykonany z Technogelu zapewnia stabilizację i pozycjonowanie rzepki. Ponadto, kompresja zmniejsza obrzęk i wysięk.

##### **Przyjazny skórze**

Genu Sensa jest bardzo przyjazny dla skóry. Włókna antybakteryjne zintegrowane z dzianiną skutecznie hamują namnażanie bakterii i powstawanie przykrego zapachu. Funkcjonalne włókna absorbują wilgoć i odprowadzają ją na powierzchnię dzianiny, gdzie szybko wyparowuje.

##### **Dobre dopasowanie**

Trójwymiarowe dzianiny sprawiają, że produkt wygodnie się nosi. Idealnie dopasowuje się on do ciała, tak aby unikać miejscowego ucisku. Opatentowana dzianina w dole podkolanowym jest szczególnie miękka i elastyczna.

#### **Wskazania:**

- Problemy z kolaniem bez lub z jedynie lekką wiotkością więzadeł i bez lub z jedynie łagodnym poczuciem niestabilności
- Podrażnienie (pooperacyjne, pourazowe i przewlekłe)
- Przeciążeniowy ból kolana (na przykład podczas uprawiania sportu)
- Wysięk i obrzęk stawów (na przykład w przypadku zapalenia kości i stawów, zapalenia stawów)

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXS