

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-lumbitron-elite-duo-ltg-305-wysoka-p-2432.html>



Gorset LUMBITRON ELITE DUO LTG-305 (wysoka)

Numer katalogowy **LTG-305**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Pas zapinany jest na nowy rodzaj velcro, specjalne szlufki ułatwiają tę czynność. Cztery stalowe sprężyste stalki dobrze dopasowują się do kształtów ciała gwarantując odpowiedni poziom stabilizacji. W przedniej części pasa znajdują się dwie elastyczne stalki, które mają na celu zapobieganie zwijaniu się pasa oraz wywieranie odpowiedniego nacisku na powłoki brzuszne, zwiększając w ten sposób stabilizację kręgosłupa lędźwiowego. Siłę stabilizacji i przylegania pasa zwiększa dodatkowy doczepiany za pomocą velcro pas LTG-105, który także posiada szlufki ułatwiające zakładanie pasa osobom ze słabą sprawnością manualną (w tej wersji w komplecie).

Wskazania:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgów i krążków międzykręgowych, osłabienie siły mięśniowej, leczenie przed i po operacjach w obrębie kręgosłupa, Spondylolisis, Spondyloarthrosis.

Dostępne (inne) modele:

LTG-375 (model niski).

Kolor:szary.

Wysokość z przodu:17 cm.

Wysokość z tyłu:26 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)
XXS/1	63-75
XS/2	75-83
S/3	83-91
M/4	91-99
L/5	99-107
XL/6	107-115
XXL/7	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS
Model: LTG-305 , LTG-375