

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-lumbitron-elite-duo-ltg-375-niski-p-2433.html>

Gorset Lumbitron Elite Duo LTG-375 (niski)



Numer katalogowy

LTG-375

Producent

Orliman

Opis produktu

Pas zapinany jest na nowy rodzaj velcro, specjalne szlufki ułatwiają tę czynność. Cztery stalowe sprężyste stalki dobrze dopasowują się do kształtów ciała gwarantując odpowiedni poziom stabilizacji. W przedniej części pasa znajdują się dwie elastyczne stalki, które mają na celu zapobieganie zwijaniu się pasa oraz wywieranie odpowiedniego nacisku na powłoki brzuszne, zwiększając w ten sposób stabilizację kręgosłupa lędźwiowego. Siłę stabilizacji i przylegania pasa zwiększa dodatkowo doczepiany za pomocą velcro pas LTG-105, który także posiada szlufki ułatwiające zakładanie pasa osobom ze słabą sprawnością manualną (w tej wersji w komplecie).

Wskazania:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgów i krążków międzykręgowych, osłabienie siły mięśniowej, leczenie przed i po operacjach w obrębie kręgosłupa, Spondylolisis, Spondyloarthrosis.

Dostępne (inne) modele:

LTG-305 (model wysoki).

Kolor:szary.

Wysokość z przodu:14 cm.

Wysokość z tyłu:21 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)
S/1	70-90
M/2	90-110
L/3	110-130

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Model: LTG-305 , LTG-375