

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-lumbitron-elite-ltg-285-wysoki-p-2431.html>



Gorset LUMBITRON ELITE LTG-285 (WYSOKI)

Numer katalogowy **LTG-285**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Gorset Lumbitron Elite wykonany z oddychającego, wielopasmowego materiału, zapinany na nowy rodzaj velcro. Specjalne szlufki ułatwiają czynność zapinania ortezy na ciele. Cztery stalowe sprężyste stalki dobrze dopasowują się do kształtów ciała i gwarantują odpowiedni poziom stabilizacji. W przedniej części znajdują się dwie elastyczne stalki, które mają za zadanie zapobiegać zwijaniu się pasa oraz wywieranie odpowiedniego nacisku na powłoki brzuszne, zwiększając w ten sposób stabilizację kręgosłupa lędźwiowego.

Wskazania:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgów i krążków międzykręgowych, osłabienie siły mięśniowej, leczenie przed i po operacjach w obrębie kręgosłupa.

Dostępne (inne) modele:

LTG-275 (model niski).

Kolor:szary.

Wysokość z przodu:17 cm.

Wysokość z tyłu:26 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)
XXS/1	63-75
XS/2	75-83
S/3	83-91
M/4	91-99
L/5	99-107
XL/6	107-115
XXL/7	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS

Model: LTG-275 , LTG-285