

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-ortopedyczny-hx-3-typu-jewetta-p-1921.html>



## Gorset ortopedyczny HX-3 typu JEWETTA

Numer katalogowy	<b>DRQB0D</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L5) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L5 po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

#### CECHY PRODUKTU

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- gorset dostępny w wersji z pelotą V.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm)	37 - 44	41 - 48	45 - 52

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S