

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-ortopedyczny-hx-3-typu-jewetta-z-uchylna-rama-p-1883.html>



Gorset ortopedyczny HX-3 typu JEWETTA z uchylną ramą

Numer katalogowy

DRQB0B

Producent

Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L5) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinalcja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L5 po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

CECHY PRODUKTU

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- przystosowany do pozycji siedzącej (powyżej 90° zgięcia w stawach biodrowych).

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm)	37 - 44	41 - 48	45 - 52

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S