

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-pooperacyjny-isra-p-5638.html>



Gorset pooperacyjny ISRA

Numer katalogowy **5315X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Czysta bawełna! Gorset pooperacyjny ISRA dopasowuje się do ciała jak druga skóra. Wszystkie elementy takie jak okolice dekoltu czy taśma pod biustem są płasko i miękko wykończone, a kieszonki na protezę wykonane są z wyjątkowo lekkiej bawełny.

Szczegóły:

Gorset protetyczny Isra *obustronne kieszonki

Materiał/wykończenie: *zapięcie z przodu: dobry jako gorset poop., sport., do spania *guziki i zapięcie na rzep ułatwiają zakładanie *miękką i elastyczną bawełną wyjątkowo przyjemną dla skóry *miękką lamówkę p.pachami, biustem i w dekolcie zapobiegającą wrzynaniu i podrażnieniom

Miseczki: *miękkie kieszonki z bawełny

Część tylna: *elastyczna

Materiał:

90% Bawełna

10% Elastan

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 115 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały , czarny

Miseczki: A , B , C , D