

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-pooperacyjny-salvia-p-5634.html>



Gorset pooperacyjny SALVIA

Numer katalogowy **5322X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Szczególny komfort noszenia zapewnia gorset pooperacyjny SALVIA, zapinany z przodu, z kieszonkami po obu stronach. Gorset protetyczny z uformowanymi bezszwowo miseczkami, polecany szczególnie podczas i po radioterapii, zapobiega obrzękowi limfatycznemu w okolicy piersi. Taśma pod biustem i ramiączka podszyte są miękką tkaniną frotte.

Szczegóły:

Materiał/wykończenie: *dżersej z dodatkiem mikromodalu *miękką taśmą dolną zapobiega bocznemu obrzękowi limfatycznemu

Miseczki: *obustronne, bezszwowe kieszonki *pasuje do protez art. 1014X, 1016X, 1018X

Ramiączka: *z tyłu elastyczne oraz regulowane

Wskazania:

- *po operacji oszczędzającej
- *po operacji częściowej
- *po radykalnej mastektomii
- *podczas radioterapii
- *także do spania

Materiał:

45% Poliester

45% Micromodal

10% Elastan

LYCRA®

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA. Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne przyleganie

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 115 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95**Kolor:** szampański**Miseczki:** A , B , C , D