

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-premium-orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1890.html>

GORSET PREMIUM Orteza piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa



Numer katalogowy

DRQH0U

Producent

Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

CECHY PRODUKTU

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych typu Meryl oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- dwie profilowane aluminiowe stalki pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej i grzbietowej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- może być stosowany jako sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, w tym celu posiada wymienne fiszbinę tworzywowe,
- kolor szary.
-

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Wysokość: 33 cm - rozmiar S-M, 35 cm - rozmiar L-XXL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL