

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-abra-p-5641.html>



Gorset protetyczny ABRA

Numer katalogowy **5381X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Połączenie koronki z perfekcyjnym podtrzymaniem! Dzięki połyskującym miseczkom Simplex obszytym miękką, kryjącą koronką, gorset protetyczny ABRA z obustronnymi kieszonkami na protezę to prawdziwy profesjonalista w dziedzinie wsparcia.

Szczegóły:

Gorset protetyczny Abra *obustronne kieszonki

Materiał/wykończenie: *miękka koronka *dekolot: koronkowa wstawka

Miseczki: ozdobione koronką *kiesz. z wyjątkowo miękkiej, oddychającej mikrofazy

Ramiączka: *z dekoracyjnej koronki *elastyczne, regulowane

Część tylna: *elast., z 3-st. regulacją

Materiał:

45% Poliester

40% Poliamid

15% Elastan

LYCRA®

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA. Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne przyleganie

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować

-
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały

Miseczki: A , B , C , D