

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 10:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-allie-p-5623.html>



Gorset protetyczny ALLIE

Numer katalogowy **5301X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Prostota i przyjemny komfort noszenia: gorset protetyczny ALLIE w całości wykonany jest z bawełny - łącznie z kieszonkami na protezę po obu stronach. Gładkie wykończenie krawędzi tworzy prosty wygląd.

Materiał:

97% Bawełna

2% Poliamid

1% Elastan

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: beżowy , biały , czarny

Miseczki: A , B , C , D , E