

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-ancona-p-5621.html>



## Gorset protetyczny Ancona

Numer katalogowy **5761X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

#### Szczegóły:

**Materiał** \*elastyczna, błyszcząca tkanina

**Miseczki** szyte

**Ramiączka** \*szerokość ram.w zal.od rozm.

**Tył** \*podszyte powertiułem

#### **Materiał:**

75% Poliamid

25% Elastan

#### **LYCRA®**

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA.Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne przyleganie

#### **Instrukcja prania:**

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 105 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** kość , silver

---

**Miseczki:** A , B , C , D , E