

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:40

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-ancona-p-5621.html>



Gorset protetyczny Ancona

Numer katalogowy **5761X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Szczegóły:

Materiał *elastyczna, błyszcząca tkanina

Miseczki szyte

Ramiączka *szerokość ram.w zal.od rozm.

Tył *podszyte powertiułem

Materiał:

75% Poliamid

25% Elastan

LYCRA®

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA.Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne przyleganie

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: kość , silver

Miseczki: A , B , C , D , E