

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-bez-fiszbin-charlize-p-5613.html>



Gorset protetyczny bez fiszbin CHARLIZE

Numer katalogowy **5767X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Czysty luksus. Romantyczny, drobny haft nadaje gorsetowi Charlize niezwykle kobiecego wyglądu. Jest niezwykle elastyczny i przyjemnie przylega do ciała. Miękkie kieszonki zostały zrobione z bawełny oraz tiulu, dzięki czemu koronka pozostaje przezroczysta. Zapewniają protezie optymalne podtrzymanie. Do kompletu można dopasować: strongi, figi klasyczne oraz figi pełne+.

Szczegóły:

Materiał *żakardowa tkanina z mikrofazą

Miseczki *3-częściowe

*szerokość ram.w zał.od rozm.

Tył *podszyte powertiulem

Materiał:

68% Poliamid

18% Elastan

14% Bawełna

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu.Z pojedynczych,nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza.Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko,a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , krystaliczny , soft

Miseczki: A , B , C , D