

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 10:19

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-calmia-p-5636.html>



Gorset protetyczny CALMIA

Numer katalogowy **5311X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Delikatna jak jedwab. CALMIA to synonim miękkości a jednocześnie doskonałego podtrzymania biustu. Zapięcie z przodu pozwala optymalnie dopasować gorset i niepodrażnia skórę. Obustronne kieszonki na protezę zostały zrobione z gładkiej i przyjemnej dla skóry mikrofibry, która gwarantuje komfort noszenia.

Szczegóły:

Gorset protetyczny

kieszonki po obu stronach

Materiał/wykończenie: * biustonosz zapinany z przodu

Miseczki: * uformowane termicznie

Ramiączka: * komfortowe

Materiał:

70% Poliamid

15% Elastan

15% Poliester

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofibry są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie

-
- nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: desert

Miseczki: A , B , C , D