

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-camy-p-5646.html>



Gorset protetyczny CAMY

Numer katalogowy **5773X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Ten gorset protetyczny jest naprawdę wyjątkowy! Idealnie dopasowana, przyjemna w dotyku piankowa miseczka nadaje wyjątkowo kobiecego wyglądu i zapewnia komfort pierwszej klasy! Wyrafinowana, koronkowa wstawka i satynowa taśma w dekolcie prezentują się niezwykle romantycznie.

Szczegóły:

Elegancki gorset protet.

Materiał/wykończenie *miękką mikrofaza *dzięki satynowej tasiemce można regulować wysokość dekoltu

Miseczki *lekko usztywniane miseczki *obustronne kieszonki z przewiewnego tiulu z mikrof.

Ramiączka *dwie szerokości w zależności od rozmiaru

Część tylna *z powertiulu

Materiał:

83% Poliamid

17% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , desert

Miseczki: A , B , C , D