

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-caroline-p-5618.html>



Gorset protetyczny Caroline

Numer katalogowy **5762X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Miejski, ponadczasowy styl. Gładka mikrofaza z delikatnym nadrukiem w formie kratki to doskonała propozycja na co dzień. Dzięki miękkim, piankowym miseczkom gorset caroline zapewnia pewne podtrzymanie protezy i ładny kształt biustu oraz nie odznacza się pod obcisłymi ubraniami. Wybierając jeden z trzech modeli fig można stworzyć wymarzony komplet bielizny.

Szczegóły:

Materiał *mikrofaza

Miseczki #TON

Materiał:

76% Poliamid

24% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: light

Miseczki: A , AA , B , C , D