

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-caroll-p-5643.html>



Gorset protetyczny CAROLL

Numer katalogowy **5704X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Jak druga skóra! Gorset protetyczny CAROLL z kieszonkami na protezę po obu stronach to idealne dopasowanie dzięki wyjątkowo miękkiej i przyjemnej dla skóry mikrofazie, podczas gdy uformowane bezszwowe miseczki wykonane są z mocnej tkaniny zapewniają dobre podtrzymanie. Cechą szczególną gorsetu są kieszonki sięgające aż do pleców, dzięki czemu zakrywają protezę asymetryczną.

Szczegóły:

Gorset protetyczny z tkaniny "Super-Mikro" *oddychająca tkanina odprowadzająca wilgoć

*kształt kieszonek: ukrywają protezy asymetryczne

Miseczki: *uformowane z elastycznej szarmezy, co zapewnia dobre podtrzymanie protezy

Ramięczka komfortowe: *w zależności od rozmiaru dwie szerokości ramięczek *płaskie elementy regul. bez zawartości niklu

Część tylna: *funkcjonalna mikrofaza *przy większych rozm. szersza *ilość haftek zależy od rozm.

Pasuje do fig art.1404

Materiał:

85% Poliamid

15% Elastan

SuperMicrofibre

Szczególnie miękkie i delikatne włókno -Mikrofibra, którą nosi się jak drugą skórę.Wysokie właściwości oddychające oraz absorbowania wilgoci.

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie

-
- nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały , Cielisty , czarny

Miseczki: A , B , C