

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-clara-p-5627.html>



## Gorset protetyczny CLARA

Numer katalogowy **5759X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Klasyczna elegancja! Wykonany z delikatnej mikrofazy gorset protetyczny z serii CLARA ujmuje gładką stylistyką. Trójdzielne miseczki z podszytą boczną podporą biustu sięgającą aż do ramiączek idealnie zakryją nawet protezę asymetryczną.

#### Szczegóły:

Gorset protetyczny

Kieszonki po obu stronach

Materiał/wykończenie \*mikrofaza \*anatomicznie uformowana taśma pod biustem \*kieszonki z przyjaznego dla skóry dżerseju bawełnianego \*w większych rozmiarach podwójna dolna część miseczki (mocniejsze podtrzymanie) \*komfortowe ramiączka

Pasuje do fig komfort. 1760

#### Materiał:

70% Poliamid

20% Bawełna

10% Elastan

#### Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

#### Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Miseczki:** A , B , C , D , E , F

**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 115 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** biały , Cielisty