

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-ella-p-5632.html>



## Gorset protetyczny ELLA

Numer katalogowy **5723X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Romantyczny, kwiecisty haft w połączeniu z przyjemnym komfortem noszenia! Dół miseczki i boczna wstawka z mikrofazy z domieszką bawełny modelują i dodatkowo podtrzymują biust. Góra miseczki zdobiona szarmezą prezentuje się lekko i zwiewnie. Dodatkowy komfort zapewnia regulacja ramiączek, która nie dotyka bezpośrednio skóry.

#### Szczegóły:

**Materiał/wykończenie** \*połączenie elastycznego tiulu i nieelastycznej tkaniny \*anatomicznie uform. karczek

**Miseczki** \*górną część z elast. tiulu \*dolną część z podt. tkaniny \*obszar brodawki podszyty bawełną \*w większych rozm. podszyte bawełną

**Ramiączka** \*elastyczne \*komfortowo wykończone

**Tylna część** \*szersza wraz z większym rozm.

Pasuje do fig 1423 i 1424

#### Materiał:

30% Bawełna

30% Poliamid

30% Poliester

10% Elastan

#### Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** biały

**Miseczki:** A , B , C , D