

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-esther-p-5637.html>



Gorset protetyczny ESTHER

Numer katalogowy **5309X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Czysta bawełna! Gorset protetyczny ESTHER dopasowuje się do każdego biustu, a bawełniana, "oddychająca" tkanina i szerokie, elastyczne, koronkowe ramiączka dbają gwarantując optymalny komfort i extra podtrzymanie.

Szczegóły:

Gorset protetyczny: *obustronne kieszonki

Materiał/wykończenie: *del., sportowy wygląd Pique *wysoka zawartość bawełny

Miseczki: *obustronne kieszonki: z cienkiego tiulu bawełnianego, także po operacji oszczędz. oraz rekonstrukcji piersi

Ramiączka: *szeroka koronka zapobiega wrzynaniu się ramiączek *elastyczne i podtrzymujące *regulowane na plecach

Część tylna: *elast., z 3-st. regulacją

Materiał:

65% Bawełna

25% Poliamid

5% Elastan

5% Modal

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały

Miseczki: A , AA , B , C , D