

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 10:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-esther-p-5637.html>



## Gorset protetyczny ESTHER

Numer katalogowy **5309X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Czysta bawełna! Gorset protetyczny ESTHER dopasowuje się do każdego biustu, a bawełniana, "oddychająca" tkanina i szerokie, elastyczne, koronkowe ramiączka dbają gwarantując optymalny komfort i extra podtrzymanie.

#### Szczegóły:

Gorset protetyczny: \*obustronne kieszonki

Materiał/wykończenie: \*del., sportowy wygląd Pique \*wysoka zawartość bawełny

Miseczki: \*obustronne kieszonki: z cienkiego tiulu bawełnianego, także po operacji oszczędz. oraz rekonstrukcji piersi

Ramiączka: \*szeroka koronka zapobiega wrzynaniu się ramiączek \*elastyczne i podtrzymujące \*regulowane na plecach

Część tylna: \*elast., z 3-st. regulacją

#### Materiał:

65% Bawełna

25% Poliamid

5% Elastan

5% Modal

#### Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** 100 , 105 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** biały

**Miseczki:** A , AA , B , C , D