

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-fleur-p-5628.html>



Gorset protetyczny FLEUR

Numer katalogowy **5754X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Świeżość połączona z komfortem! Gorset protetyczny FLEUR przyciąga uwagę dzięki połączeniu kwiecistej koronki z kontrastową kokardką pomiędzy miseczkami. Dwuczęściowe miseczki z kieszonkami po obu stronach troszczą się o dobre podtrzymanie, a zaprojektowane specjalnie dla firmy Anita ramiączka wykończone są wyjątkowo miękkimi brzegami.

Szczegóły:

Modny gorset protet.

Materiał/wykończenie: *miseczki podszyte szarmezą z domieszką mikrofazy

Miseczki *ze szwem poprzecznym *w całości podszyte szarmezą z mikrofazy *obustronne kieszonki

Ramiączka *b. miękkie wykończenia zaprojektowane dla Anita *w zależności od rozmiaru dwie szerokości

Część tylna *podszyta powertulem przy większych rozmiarach podwójnie podszyta

Materiał:

65% Poliamid

30% Bawełna

5% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie

-
- nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: berry , czarny

Miseczki: A , B , C , D , E