

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-havanna-p-5617.html>



Gorset protetyczny Havanna

Numer katalogowy **5712X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Szczegóły:

Materiał *mikrofaza

Miseczki *3-częściowe w większych mis. podpora bius.

Ramiączka *szerokość ram.w zal.od rozm.

Materiał:

75% Poliamid

20% Bawełna

5% Elastan

Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , desert , krystaliczny

Miseczki: A , B , C , D , E