

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-havanna-p-5617.html>



## Gorset protetyczny Havanna

Numer katalogowy **5712X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

#### Szczegóły:

**Materiał** \*mikrofaza

**Miseczki** \*3-częściowe w większych mis. podpora bius.

**Ramiączka** \*szerokość ram.w zal.od rozm.

#### Materiał:

75% Poliamid

20% Bawełna

5% Elastan

#### Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** czarny , desert , krystaliczny

**Miseczki:** A , B , C , D , E