

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-josephine-p-5626.html>



Gorset protetyczny JOSEPHINE

Numer katalogowy **5774X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Zainspirowany ponadczasową pięknnością, tancerką Josephine Baker, gorset protetyczny zachwyca wyfajnowanym połączeniem nadruku w pepitkę z kwiecistym haftem naelastycznym tiulu. Trójdzielne miseczki dzięki bocznym wstawkom gwarantują pewne podtrzymanie, a kieszonki po obu stronach wykonane w dolnej części z miękkiej bawełny, w górnej z delikatnej szarmezy zapewniają przyjemny komfort noszenia.

Szczegóły:

Modny gorset protetyczny *obustronne kieszonki z baw.

Materiał/wykończenie *z miękkiej mikrofazy *haftowana taśma z elastycznego tiulu

Miseczki *3-częściowe z poprzecznym szwem i boczną wstawką *z mikrofazy wzmocnionej nieelastycznym podszyciem z tiulu

Ramiączka *w zależności od rozmiaru 4 szerokości ramiączek

Część tylna *z powertiulu

Materiał:

65% Poliamid

20% Bawełna

15% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddechające".

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać

-
- nie suszyć mechanicznie
 - nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: navy , pearl

Miseczki: A , B , C , D