


Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-lisa-p-5630.html>



Gorset protetyczny LISA

Numer katalogowy **5726X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Puszysta, żakardowa tkanina: to niezmienna zaleta gorsetu protetycznego LISA. "Oddychający" materiał odprowadza wilgoć na zewnątrz, a uformowane bezszwowe miseczki i kieszonki gwarantują komfort noszenia.

Szczegóły:

Materiał/wykończenie *mikrofaza z teksturowanych włókien (oddychająca) *żakardowy wzór

Miseczki *uformowane bez szwów, elastyczne, jednowarstwowe *teksturowane włókno lekko kryje ewentualne nierówności
*kieszonki uformow. bezszwowo (bez kantów)

Ramiączka *komfortowe

Tylna część *podwójna po bokach --> lekko kryje ewentualne nierówności

Pasuje do fig 1426

Materiał:

75% Poliamid

25% Elastan

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: antracytowy , biały , nugat , soft , szampański

Miseczki: A , AA , B , C , D