

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:17

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-livia-p-5642.html>



Gorset protetyczny LIVIA

Numer katalogowy **5398X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Atrakcyjny i pełen blasku wygląd! Gorset protetyczny LIVIA to idealne dopasowanie dzięki wyjątkowo miękkim kieszonkom z bawełny, które są niezwykle przyjemne dla skóry. Koronka w górnej części miseczki, haft na dekolcie i połyskująca tkanina dodają blasku. Cecha szczególna: elastyczne ramiączka regulowane z przodu.

Szczegóły:

Miseczki: *obustronne kieszonki z miękkiej bawełny

Do kompletu: Figi, art.1595

Materiał:

60% Poliester

20% Poliamid

15% Bawełna

5% Elastan

LYCRA®

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA. Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne przyleganie

Instrukcja prania:

- prać w 30°
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały , Cielisty , czarny

Miseczki: A , B , C